



Geprüft KL "C"

maximum load-height with grids		
size	A	B
30	213	-
55	293	-
75	453	-
110	373	381
160	613	622
260	693	701
450	623	621
750	1101	1104
1060	1101	1104

Verwendung / usage		Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden		It is neither allowed to copy this drawing nor to make it available to third persons without permission.		Maßstab/ scale 1:10	Gewicht/ weight 14.034.4.11 g	Toleranz nach/ applicable tolerance DIN 2768 mK
Zubehoer		Anderungen vorbehalten		Subject to change		Werkstoff/material		
-		-		Datum:		Benennung/description		
-		-		Erstellt 24.10.2013		Abstand Gitterroste / distance grids		
-		-		Geändert 19.03.2015				
-		-		Geprüft 08.01.2018				
-		-		Freigabe -				
-		25.10.2013		spangenberg		Zeichnungsnummer/drawing number		Artikelnummer/item number
A		detail ansichten hinzu		19.03.2015		D33668		B33668
B		Bemaßung angepasst		19.03.2015		Zeichnungsversion: 31		Artikelversion: 25
C		Erstausgabe		08.01.2018		Ers. f.:		Ers. d.:
Zust:		Änderung:		Datum:				

memmert

GmbH+Co.KG
Postfach 1720
D-91107 Schwabach

Geräte UN UF IN IF IPP HPP IPS ICP ICH ICO
Größen 30 50 55 75 105 110 150 160 240 260 450 750 1060