

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE

Gants Anti-Chaleur pour Autoclave

Réf : 181.011219.90

Gants pour déchets biologiques dangereux autoclaves Clavies®.



Ces gants souples en coton éponge pliables sont **idéaux pour la manipulation d'objets chauds sortant de l'autoclave ou du four**, ou pour **assurer une autre protection thermique en laboratoire**, dans les écoles ou dans l'industrie. Ils protègent les mains et les avant-bras lors du déchargement de l'autoclave.

Caractéristiques techniques :

- **Couleur orange vif** pour une bonne visibilité et une identification immédiate.
- Résistance à la chaleur **jusqu'à 232 °C**.
- Disponibles avec **une manchette plus longue** (28 cm), idéaux pour une utilisation dans de plus grands autoclaves.
- Les pièces en coton éponge peuvent être **lavées et séchées en machine**.