

Armoire de sécurité multirisques ventilée sous-paillasse 2 portes – 2 compartiments

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Pictogrammes normalisés fournis
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Séparation par familles de produits dangereux
- Equipements en PVC pour compartiment acide inclus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| Référence | AB56 | Ventilation | Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air à l'arrière de l'armoire 100 |
| Conformité | Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique | Diamètre de ventilation (mm) | |
| Construction de l'armoire | acier 10/10e | Nombre de compartiment(s) | 2 |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Sur-étagère(s) en PVC | 1 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention | 1 |
| Type de porte(s) | battantes | Bac(s) de rétention en PVC | 1 |
| Charnières | droite et gauche | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs 94032080 |
| Fermeture de(s) porte(s) | manuelle | Code douanier | |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 870 x 1200 x 800 | | |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| AB56 | 670 x 1100 x 545 | 2x (645 x 540 x 475) | 60 | 1 | 2 | 50 | 50.00 |