

# Armoire de sécurité multirisques sous-paillasse 2 portes - 2 compartiments

## CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

## MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Equipements en PVC pour compartiment acide inclus
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Séparation par familles de produits dangereux



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                                                                  |                              |                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | <b>AB56SV</b>                                                    | Ventilation                  | <b>Entrée d'air avec grille au bas des portes<br/>Sortie d'air à l'arrière de l'armoire<br/>100</b> |
| Conformité                               | <b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b> | Diamètre de ventilation (mm) |                                                                                                     |
| Construction de l'armoire                | <b>acier 10/10e</b>                                              | Nombre de compartiment(s)    | <b>2</b>                                                                                            |
| Couleur des portes                       | <b>blanche RAL 9010</b>                                          | Sur-étagère(s) en PVC        | <b>1</b>                                                                                            |
| Nombre de porte(s)                       | <b>2</b>                                                         | Bac(s) de rétention          | <b>1</b>                                                                                            |
| Type de porte(s)                         | <b>battantes</b>                                                 | Bac(s) de rétention en PVC   | <b>1</b>                                                                                            |
| Charnières                               | <b>droite et gauche</b>                                          | Usage                        | <b>Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs</b>                                               |
| Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>manuelle</b>                                                  | Code douanier                | <b>94032080</b>                                                                                     |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>870 x 1200 x 800</b>                                          |                              |                                                                                                     |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-P)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| AB56SV    | 670 x 1100 x 545                      | 2x (645 x 540 x 475)                  | 60                       | 1                   | 2          | 50                | 50.00      |