



FICHE TECHNIQUE

SODIUM CHLORURE

01 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE

Dénomination	SODIUM CHLORURE
Synonymes	Sel
Code article	5995171
Nom du fournisseur	COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE Place Lucien Auvert 77020 MELUN Cedex Téléphone : 01 64 87 20 00 Fax : 01 64 87 20 70
Numéro CAS	7647-14-5
Numéro CE	231-598-3
Formule brute	NaCl
Masse molaire	58,44 g/mol

02 – SPECIFICATIONS

REFERENTIEL DE CONTROLE

	Pharmacopée Européenne en vigueur
Aspect	Poudre cristalline blanche ou sensiblement blanche, ou cristaux incolores, ou perles blanches ou sensiblement blanches
Solubilité dans l'eau	Facilement soluble
Solubilité dans l'éthanol anhydre	Pratiquement insoluble
Identification des chlorures	Positive
Identification du sodium	Positive
Aspect de la solution	Limpide et incolore
Acidité ou alcalinité	Maximum 0,5 ml de HCl 0,01M ou de NaOH 0,01M
Bromures	Maximum 100 ppm

SODIUM CHLORURE

Version 9 du 23/10/2018

Remplace la version 8 du 18/10/2016



Ferrocyanures	Conforme
Iodures	Conforme
Nitrites (absorbance à 354 nm)	Maximum 0,01
Phosphates	Maximum 25 ppm
Sulfates	Maximum 200 ppm
Arsenic	Maximum 1 ppm
Baryum	Conforme
Fer	Maximum 2 ppm
Magnésium et métaux alcalino-terreux	Maximum 100 ppm (calculé en calcium)
Perte à la dessiccation	Maximum 0,5 %
Teneur en chlorure de sodium sur substance desséchée	99,0 à 100,5 %

03 – CONDITIONNEMENTS

1 kg	Code article : 1 710 500
5 kg	Code article : 1 710 600
25 kg	Code article : 1 710 615
Vrac	Code article : 1 710 610

04 – AUTRES INFORMATIONS

Liste des modifications successives	Version 1 du 10/10/2007 : création. Version 2 du 04/01/2008 : modification de la section 2. Version 3 du 25/11/2008 : modification de la section 3. Version 4 du 21/09/2009 : modification de la section 2. Version 5 du 17/01/2014 : modification de la section 2. Version 6 du 14/10/2015 : modification de la section 3. Version 7 du 11/07/2016 : modification de la section 2. Version 8 du 18/10/2016 : modification de la section 3. Version 9 du 23/10/2018 : modification des sections 2 et 3.
-------------------------------------	---

Autres informations	Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date de mise à jour.
---------------------	---



Les informations relatives au stockage et à la sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité.

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est destiné.

Fin du document