

**Référence 4136 - Stérisox[®], 1 paire, tryptone,
sachet de prélèvement déchirable à refermeture, version unitaire**
Référence HUMEAU : 757.001160.02

Usages

Contrôles en élevages de volailles. Prélèvements sous le pied.

Caractéristiques

- 2 chaussons en jersey avec élastique
- Imprégnation « TR » : 15 ml de tryptone sel
Dose calibrée et reproductible
- Sachet déchirable, 18 x 32 cm
à refermeture par lien métallique
avec pavé d'identification **imprimé en bleu**
- Version unitaire avec :
 - 2 gants vinyle bleus
taille 8-9 ambidextres poudrés, dans un sachet zip 18 x 25 cm
 - 2 surbottes en plastique avec élastique,
dans sachet zip 18 x 25 cm



Conditionnement de vente

Carton de 75 pièces
Dimensions du carton 60 x 40 x 25 cm environ
Poids du carton 8.20 kg environ

Stérilisation et traçabilité

- Ionisation par rayons gamma dose ciblée de 15 kilograys
étiquette témoin de stérilisation et certificat pour chaque carton
- Durée de validité : 1 an à partir de la date de stérilisation
- Sur chaque dispositif : référence, libellé,
n° de lot, code diluant et date de validité



4136/4137 ONE PAIR STERISOX HUMID TRYPT
LOT TR 4 05 2018 EXP 30 05 2019
F5 S5 M6 L2 29/05/18 11:12