

### tabouret sur 5 branches

#### ■ descriptif technique :

Exclusivité Mirima.

Piètement 5 branches  
acier cintré chromé,  
empattement Ø46 cm,  
disponible sur roulettes  
uniquement, assise  
pivotante.

Réglage en hauteur  
sur roulettes :

> de 48 à 66 cm  
par système mécanique  
breveté

> de 51 à 65 cm  
par système  
pneumatique  
(en option).

Poids : de 4,5 à 7,5 kg.

Colisage : 55 x 55 x 60 cm.



RÉFÉRENCE ARTICLE	CHOIX PIÈTEMENT	CHOIX ASSISE	CHOIX DOSSIER
> TMR / 2S	> Chromé	> 2S garni	
> TMR / 3E	> Chromé	> 3E garni	
> TMR / F	> Chromé	> F acier	
> TMR / TI	> Chromé	> TI bois	
> TMR / U	> Chromé	> U acier	
> TMR / 2S / DF	> Chromé	> 2S garni	> DF garni
> TMR / 3E / DF	> Chromé	> 3E garni	> DF garni
> TMR / 3E / DA	> Chromé	> 3E garni	> DA acier
> TMR / 2S / DA	> Chromé	> 2S garni	> DA acier
> TMR / F / DFF	> Chromé	> F acier	> DFF acier



**PIÈTEMENT CHROME 5 BRANCHES MIRIMA**

### Options

Vérin pneumatique : Faire précéder la lettre G à la référence choisie.

Exemple : **G TMR/2S/DF**

Assise avec tissu réf.TOPAS

Dossier avec tissu réf.TOPAS

PAS DE PATINS SUR CE MODELE. ROULETTES RU STANDARD

Plus value points pour roulettes RB double galets - **blocage sans charge**

Plus value points pour roulettes RC double galets - **blocage en charge**



> tmr /2S



> tmr /2S/DF



> tmr /3E

***le système mécanique Mirima garanti 15 ans.... une référence unique !***



> tmr /3E/DF



> tmr /F



> tmr /F/DF