

PROMOTION

Janvier à avril 2018

VERRERIE & PLASTIQUE

QUICKFIT - WHEATON - MBL - AZLON - PYREX

JUSQU'À - 50%



PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

Ampoules

sur toutes les ampoules
-20%



Ampoules à décanter en verre, forme poire avec tube d'écoulement rodé

- Conformes à la norme ISO 4800, type 2.
- Tube d'écoulement avec rodage mâle pour les raccorder facilement aux fioles Quickfit®, etc.
- Avec clé verre interchangeable.

Référence	Capacité (mL)	Taille cône et douille	Rodage mâle	Rodage femelle	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.63	25	14/23	14/23	14/23	1,5	1	72.10 €	57.68 €
067.000006.64	50	14/23	14/23	14/23	1,5		74.40 €	59.52 €
067.000006.65	50	19/26	19/26	19/26	1,5		74.40 €	59.52 €
067.000006.66	100	14/23	14/23	14/23	1,5		74.40 €	59.52 €
067.000006.67	100	19/26	19/26	19/26	1,5		74.40 €	59.52 €
067.000006.68	250	14/23	14/23	24/29	2,5		85.40 €	68.32 €
067.000006.69	250	19/26	19/26	24/29	2,5		86.10 €	68.88 €
067.000006.70	500	19/26	19/26	24/29	4,0		97.10 €	77.68 €
067.000006.71	500	24/29	24/29	24/29	4,0		101.20 €	80.96 €
067.000006.72	1 000	19/26	19/26	29/32	4,0		5	581.40 €



Ampoules à décanter forme poire isobare, Robinet Rotaflo®



- Conformes à la norme ISO 4800, Type 2.
- Utilisées lorsque les liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide.
- Peuvent aussi être utilisées avec des Soxhlet, comme pièges à solvant.
- Avec robinet GP Rotaflo® à clé PTFE, résistante chimiquement.



Référence	Capacité (mL)	Rodage mâle	Rodage femelle	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.76	100	19/26	19/26	3,0	1	148.50 €	118.80 €
067.000006.77	250	19/26	24/29	3,1		142.10 €	113.68 €
067.000006.78	250	24/29	24/29	3,2		141.90 €	113.52 €

Ampoules à décanter forme poire clé verre

- Conformes à la norme ISO 4800, Type 2.
- Avec clé verre interchangeable.
- Fabriquées en verre Pyrex®, chimiquement inerte.
- Fournies avec bouchon en verre.

Référence	Capacité (mL)	Taille du bouchon	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.20	50	19/26	1,5	1	49.50 €	39.60 €
067.000006.21	100	19/26	1,5		51.20 €	40.96 €
067.002180.06	250	24/29	2,5		58.60 €	46.88 €
067.000006.22	500	24/29	4,0		75.30 €	60.24 €
067.000006.23	1 000	29/32	4,0		88.90 €	71.12 €
067.000006.24	2 000	29/32	6,0		146.40 €	117.12 €
067.000006.25	5 000	34/35	6,0		230.00 €	184.00 €

PYREX®



Ampoules à décanter forme conique bouchées clé verre

PYREX®

- Conformes à la norme ISO 4800, Type 1.
- Fabriquées en verre Pyrex®, chimiquement inerte.
- Avec clé en verre interchangeable.
- Fournies avec bouchon en verre.



Référence	Capacité (mL)	Taille du bouchon	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.26	50	14/23	1,5	1	62.80 €	50.24 €
067.000006.27	100	19/26	1,5		63.70 €	50.96 €
067.000006.28	250	24/29	2,5		73.10 €	58.48 €
067.000006.29	500	24/29	4,0		82.70 €	66.16 €
067.000006.30	1 000	29/32	4,0		95.20 €	76.16 €
181.011956.01	2 000	29/32	6,0		129.30 €	103.44 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

Ampoules cylindriques à robinet Rotaflo® avec tube d'écoulement rodé

- Conformes à la norme ISO 4800, Type 3.
- Tiges d'ampoule avec rodage mâle pour les assembler facilement avec des ballons à rodage femelle Quickfit®, etc.
- Dotées d'un robinet GP Rotaflo® à clé en PTFE : aucune lubrification nécessaire, aucune graisse contaminante, pas de grippage avec les solutions caustiques.



sur toutes les ampoules
-20%

Référence	Capacité (mL)	Taille cône et douille	Rodage mâle	Rodage femelle	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.52	50	-	14/23	14/23	3,0	1	82.50 €	66.00 €
067.000006.54	100	14/23	14/23	14/23	3,0		88.90 €	71.12 €
067.000006.56	100	19/26	19/26	19/26	3,0		98.00 €	78.40 €
067.000006.58	250	19/26	19/26	24/29	3,0		113.20 €	90.56 €
067.000006.60	500	19/26	19/26	24/29	6,0	5	666.60 €	533.28 €
067.000006.62	1 000	19/26	19/26	29/32	6,0		733.10 €	586.48 €



Ampoules cylindriques non graduées non bouchées avec tube d'écoulement rodé

- Conformes à la norme ISO 4800, Type 3.
- Robinet muni d'une clé verre interchangeable.



Référence	Capacité (mL)	Taille cône et douille	Rodage mâle	Rodage femelle	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.51	50	14/23	14/23	14/23	2,0	1	49.20 €	39.36 €
067.000006.53	100	14/23	14/23	14/23	2,5		49.70 €	39.76 €
067.000006.55	100	19/26	19/26	19/26	2,5		55.40 €	44.32 €
067.000006.57	250	19/26	19/26	24/29	2,5		64.90 €	51.92 €
067.000006.59	500	19/26	19/26	24/29	4,0	5	382.60 €	306.08 €
067.000006.61	1 000	19/26	19/26	29/32	4,0		457.80 €	366.24 €

Ampoules cylindriques graduées bouchées, clé en verre

- Conformes à la norme ISO 4800, Type 4.
- Avec double échelle graduée indiquant approximativement le volume contenu/distribué et avec clé en verre interchangeable.

PYREX®



Référence	Capacité (mL)	Tolérance (+/- mL)	Taille du bouchon	Graduation (mL)	Diamètre passage robinet	Graduation inférieure	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.31	50	1	19/26	1	2,0	5	1	71.10 €	56.88 €
067.000006.32	100	2	19/26	2	2,5	10		77.30 €	61.84 €
067.000006.33	250	5	24/29	5	2,5	25		100.80 €	80.64 €
067.000006.34	500	10	24/29	10	4,0	50		103.30 €	82.64 €
067.000006.35	1 000	20	29/32	20	4,0	100		122.60 €	98.08 €

Ampoules cylindriques graduées, clé en PTFE

- Conformes à la norme ISO 4800, Type 4.
- Avec clé en PTFE interchangeable qui évite l'utilisation de graisse.
- Échelle à double graduation qui indique le volume du liquide retenu/écoulé.



(1)



(2)

Référence	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Taille cône et douille	Diamètre passage robinet	Graduation inférieure	Bouchon creux en verre (1)	Tube d'écoulement rodé (2)	Cdt	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.43	50	1	19/26	1,5	5		oui	1	74.70 €	59.76 €
067.000006.47	50	1	19/26	1,5	5	oui			105.30 €	84.24 €
049.043340.40	100	2	19/26	1,5	10		oui		88.40 €	70.72 €
049.043540.40	100	2	19/26	1,5	10	oui			117.50 €	94.00 €
067.000006.44	250	5	29/32	2,5	25		oui		94.50 €	75.60 €
067.000006.48	250	5	29/32	2,5	25	oui			133.90 €	107.12 €
067.000006.45	500	10	29/32	4,0	50		oui		134.90 €	107.92 €
067.000006.49	500	10	29/32	4,0	50	oui			179.20 €	143.36 €
067.000006.46	1 000	20	29/32	4,0	100		oui		180.30 €	144.24 €

Laboratoires
Humeau

Z.A. de Gesvrine - 4 rue Képler
44 241 La Chapelle sur Erdre Cedex

Tél : +33 (0)2 40 93 53 53 - Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
info@humeau.com - www.humeau.com

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Ampoules de coulée robinet Rotaflo®, tube d'écoulement rodé et extrémité supérieure ouverte



- Conformes à la norme ISO 4800, Type 3.
- Avec tige à l'intérieur du cône.
- Permet de les adapter facilement en haut des colonnes de chromatographie Quickfit®, etc.
- Avec robinet GP Rotaflo®, clé en PTFE, qui ne nécessite aucun graissage.
- Extrémité supérieure avec ouverture totale, sans rodage, afin de faciliter l'ajout de solutions.

sur toutes les ampoules
-20%

Référence	Capacité (mL)	Diamètre intérieur col (mm)	Rodage mâle	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.73	50	28	19/26	3,0	5	360.50 €	288.40 €
067.000006.74	100	39	19/26	3,0		400.60 €	320.48 €
067.000006.75	250	50	19/26	3,0		463.50 €	370.80 €

• Ampoules sphériques bouchées - Gilson clé en PTFE

- Modèle Gilson avec longue tige de distribution pour un bon contrôle de l'interface liquide/liquide.
- Avec clé PTFE interchangeable.
- Fournies avec bouchon en verre.

Référence	Capacité (mL)	Taille du bouchon	Diamètre passage robinet	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000006.36	60	14/23	1,5	1	59.30 €	47.44 €
067.000006.37	125	19/26	1,5		63.80 €	51.04 €
067.000006.38	250	24/29	2,5		72.50 €	58.00 €
067.000006.39	500	24/29	4,0		99.40 €	79.52 €
067.000006.40	1 000	29/32	4,0		117.20 €	93.76 €
067.000006.41	2 000	29/32	4,0		168.80 €	135.04 €
067.000006.42	4 000	34/35	6,0		244.00 €	195.20 €



Barreaux aimantés

Barreaux avec une surface lisse et des extrémités arrondies, adaptés pour une large gamme de contenants à fond plat.

Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Pack de	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.007660.20	20	6	2	2.30 €	1.50 €
067.007660.30	30	6		2.80 €	1.82 €
067.007660.40	40	8		3.30 €	2.15 €
067.007670.45	45	8		4.70 €	3.06 €
067.007660.50	50	8		7.00 €	4.55 €
067.007660.60	60	9		4.40 €	2.86 €



Azlon

-35%



- Assortiment très pratique de barreaux aimantés comprenant les dimensions les plus couramment utilisées.
- Fournis dans une boîte compartimentée, en polypropylène rouge, avec couvercle naturel opaque.
- Contient les barreaux suivants :
 - Avec anneau de support central : deux de chaque de 12x4,5mm, 25x6mm, 45x8mm et 60x9,5mm.
 - Ovale : deux de chaque de 20x10mm, 25x12mm, 35x16mm et 50x20mm.
 - Micro : trois de chaque de 7x2mm et 10x3mm.

Référence	Désignation	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.007515.02	Set de 22 barreaux aimantés	82.00 €	53.30 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

Béchers

• Béchers en polypropylène, graduations imprimées bleues



- Conformes à la norme ISO 7056.
- Coniques et empilables : encombrement réduit et manipulation aisée.
- Polypropylène translucide : autoclavables à 121°C avec bonne résistance chimique.
- Graduations bleues nettes, indélébiles, facilement lisibles.



Référence	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Hauteur (mm)	Diamètre extérieur col (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.065100.28	25	5	51	41,5	10	15.20 €	7.60 €
067.065101.33	50	10	61	50,5		18.50 €	9.25 €
067.065101.40	100	20	73	61,5		19.30 €	9.65 €
067.065101.47	250	50	96	80,5		26.90 €	13.45 €
067.065101.52	400	50	111	92,5		37.40 €	18.70 €
067.065100.54	500	50	121	102,5		40.90 €	20.45 €
067.065100.56	600	50	126	104	5	23.40 €	11.70 €
067.065101.60	1 000	100	148	120		33.60 €	16.80 €
067.065101.65	2 000	200	188	163	1	11.00 €	5.50 €
067.065100.69	3 000	200	214	172		23.20 €	11.60 €
067.065100.74	5 000	500	250	230		31.80 €	17.49 €

Bonbonnes

• Bonbonnes HDPE avec robinet et bouchon vissant

- Bonbonnes de grande capacité, avec bouchons à vis.
- Idéales pour la distribution d'eau distillée et de solvants avec robinet anti-fuite avec fonctionnement sans à-coup.
- Bonne résistance aux attaques chimiques.



Référence	Capacité (L)	Diamètre intérieur col (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Forme	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000034.00	5	49	175	330	Octogonale	1	39.70 €	25.81 €
049.004036.20	10	49	220	380	Octogonale		49.30 €	32.05 €
067.000038.90	25	80	280	580	Ronde		85.80 €	55.77 €
067.000040.00	50	80	350	700	Ronde		145.10 €	94.32 €





Burettes

• Burettes avec bande photophore Schellbach, clé PTFE, classe AS



- Conformes à la norme ISO 385.
- Graduons et inscriptions émaillées bleues.
- Sommet en forme d'entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage.
- Burettes avec temps d'attente de +30s avant de pouvoir procéder à la lecture finale.
- Fabriquées en verre borosilicaté résistant chimiquement.



Référence	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Tolérance (+/- mL)	Longueur (mm)	Partie supérieure forme entonnoir	Cdt	Tarif HT	Tarif PROMO HT
049.092092.20	10	0,05	0,03	620	X	1	33.50 €	23.45 €
067.492093.28	25	0,1	0,05	620			32.00 €	22.40 €
067.492094.28	25	0,05	0,03	820	X		33.00 €	23.10 €
049.092095.33	50	0,1	0,05	820	X		39.30 €	27.51 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

Epruvettes

Epruvettes à graduation sérigraphiée PP clair classe B

- Conformes à la norme ISO 6706.
- Graduations bleues, nettes, fines, faciles à lire.
- Polypropylène translucide avec bonne résistance chimique.
- Base hexagonale stable, anti-ventouse et non-glissante.



Référence	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Tolérance (+/- mL)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
049.001000.02	10	0,2	0,2	145	10	36.40 €	21.84 €
049.002500.02	25	0,5	0,5	170		39.40 €	23.64 €
049.005000.00	50	1	1	200		43.80 €	26.28 €
049.010000.02	100	1	1	250	5	27.40 €	16.44 €
049.025000.02	250	2	2	315	1	8.10 €	4.86 €
049.000050.00	500	5	5	360		11.60 €	6.96 €
067.065120.60	1 000	10	10	440		17.60 €	10.56 €
067.065121.65	2 000	20	20	535		33.80 €	20.28 €

Fioles

Fioles à filtrer à olive à tubulure verre

- Conformes ISO 6556.
- Fioles type Büchner, pour une filtration sous vide.
- Base « à crampons » pour minimiser l'abrasion superficielle.
- Avec olive entièrement en verre pour tube de raccordement souple de diamètre interne 9 mm.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.75	100	64	24	105	10	225.40 €	180.32 €
049.014347.47	250	85	35	155		263.50 €	210.80 €
049.004347.54	500	105	35	185	1	29.30 €	23.44 €
049.004347.60	1 000	135	45	230		37.60 €	30.08 €
017.004347.65	2 000	187	60	260		99.00 €	79.20 €
067.117012.69	3 000	187	68	335	5	663.90 €	531.12 €
067.000003.76	5 000	220	68	385	1	182.50 €	146.00 €

Fioles coniques graduées avec bouchon

- Idéales pour le stockage de prélèvement et de milieux de culture.
- Bouchons en PBT avec joint recouvert de PTFE.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Filetage (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000002.93	5	25	57	15	50	1003.00 €	802.40 €
067.000002.94	10	30	68	15		1003.00 €	802.40 €
067.000002.95	25	42	76	22		220.90 €	176.72 €
049.004314.33	50	51	85	22	10	164.50 €	131.60 €
049.014314.41	100	64	105	30		224.50 €	179.60 €
049.014314.48	250	85	130	42		231.50 €	185.20 €
049.014314.55	500	105	160	42		238.40 €	190.72 €
049.004314.61	1 000	131	210	42	1	35.90 €	28.72 €
049.004314.65	2 000	166	280	42	5	395.10 €	316.08 €
067.000002.96	3 000	187	315	42	20	2087.00 €	1669.60 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Fioles coniques à col rodé sans bouchon

- Conformes à la norme ISO 4797.
- Fioles coniques avec col rodé normalisé (CN) Quickfit® de haute qualité.
- Verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et inerte chimiquement.



-15%



Référence	Capacité (mL)	Rodage femelle	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT	
067.000003.10	5	14/23	54	25	20	204.80 €	174.08 €	
067.000002.97	10	14/23	60	34	5	56.50 €	48.03 €	
067.000003.03	25	14/23	70	42		49.70 €	42.25 €	
049.004316.28	25	19/26	70	42		50.20 €	42.67 €	
067.000003.11	50	14/23	85	51		56.60 €	48.11 €	
049.004316.33	50	19/26	85	51		49.80 €	42.33 €	
049.031634.00	50	24/29	90	51		53.80 €	45.73 €	
067.000006.79	100	19/26	100	64		44.30 €	37.66 €	
049.004316.41	100	24/29	100	64		40.90 €	34.77 €	
067.000002.98	100	29/32	100	64		38.00 €	32.30 €	
067.000002.99	150	19/26	118	74		49.40 €	41.99 €	
049.004316.42	150	24/29	118	74		53.10 €	45.14 €	
049.031648.43	150	29/32	116	74		50.40 €	42.84 €	
067.000003.04	250	19/26	130	85		53.60 €	45.56 €	
067.000003.05	250	24/29	130	85		51.60 €	43.86 €	
067.000003.06	250	29/32	130	85		48.70 €	41.40 €	
067.000003.07	250	34/35	130	85		54.50 €	46.33 €	
067.000003.12	500	19/26	175	101		20	238.60 €	202.81 €
067.000003.13	500	24/29	175	101		5	61.40 €	52.19 €
067.000003.14	500	29/32	175	101	5	57.50 €	48.88 €	
067.000003.15	500	34/35	175	101	20	272.70 €	231.80 €	
067.000003.00	1 000	24/29	220	130	2	37.00 €	31.45 €	
067.000003.01	1 000	29/32	220	130	10	171.40 €	145.69 €	
067.000003.02	1 000	34/35	220	130		200.50 €	170.43 €	
067.000003.08	2 000	29/32	270	160	5	172.40 €	146.54 €	
067.000003.09	2 000	34/35	270	160		181.10 €	153.94 €	

• Fioles coniques graduées à col large

-25%

PYREX®

- Conformes à la norme DIN ISO 24450.
- Excellente performance thermique.
- Résistance chimique élevée.
- Graduation et zone de marquage blancs.
- Forme Erlenmeyer.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
049.004317.33	50	48	30	85	10	57.70 €	43.28 €
049.004317.40	100	64	30	110	1	5.60 €	4.20 €
049.004317.47	250	85	46	140		6.20 €	4.65 €
049.004317.54	500	105	46	175		8.50 €	6.38 €
049.004317.60	1 000	131	46	220		13.60 €	10.20 €
049.004317.65	2 000	153	66	275		25.50 €	19.13 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%


Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Fioles coniques graduées à col étroit

- Conformes aux normes ISO 1773 et DIN 12353.
- Forme Erlenmeyer avec graduation blanche.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.

PYREX®

-25%



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000002.89	5	25	12	52	10	135.30 €	101.48 €
049.004313.20	10	30	12	60	10	52.20 €	39.15 €
049.004313.28	25	42	18	70	10	57.20 €	42.90 €
049.014313.33	50	51	18	85	10	57.40 €	43.05 €
049.004313.40	100	64	18	105	1	5.50 €	4.13 €
067.000002.90	125	69	24	117	10	55.10 €	41.33 €
049.004313.43	150	74	28	118	1	5.60 €	4.20 €
049.004313.45	200	79	34	131	10	57.40 €	43.05 €
049.004313.47	250	85	34	145	1	5.80 €	4.35 €
049.004313.49	300	87	34	156	1	6.70 €	5.03 €
049.004313.54	500	105	34	180	1	7.50 €	5.63 €
049.004313.60	1 000	131	42	220	1	12.70 €	9.53 €
049.004313.65	2 000	166	50	280	1	24.20 €	18.15 €
067.000002.92	3 000	187	52	310	2	90.80 €	68.10 €
049.004313.74	5 000	220	52	365	1	67.80 €	50.85 €

• Fioles coniques à col étroit à usage intensif

- Mécaniquement plus résistantes que les fioles standards.
- Conçues pour une durée de vie prolongée et une meilleure sécurité pour l'utilisateur.
- Bords renforcés pour réduire l'ébrèchement et la casse.

-10%

PYREX®




Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.16	10	31	10	50	12	119.30 €	107.37 €
067.000003.18	25	41	13	65		101.40 €	91.26 €
067.004980.50	50	51	14	78		103.10 €	92.79 €
067.004980.47	125	67	24	114		94.70 €	85.23 €
049.004319.47	250	82	27	132		82.30 €	74.07 €
067.004980.54	500	101	31	176	6	49.10 €	44.19 €
067.000003.17	1 000	129	37	216		77.70 €	69.93 €
067.000003.19	2 000	160	43	268	1	24.00 €	21.60 €
067.000003.20	4 000	206	43	360		80.00 €	72.00 €
067.000003.21	6 000	235	43	410		157.10 €	141.39 €

• Fioles coniques à col large à usage intensif

- Meilleure résistance mécanique que les Erlenmeyer classiques.
- Bords renforcés pour une résistance accrue aux chocs et aux impacts.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® de haute qualité.
- Graduation et zone de marquage blancs.

PYREX®

-25%



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
049.004324.41	125	66	27	109	12	103.50 €	93.15 €
067.000003.23	250	81	33	134		82.30 €	74.07 €
049.004324.54	500	97	43	170	6	49.10 €	44.19 €
067.000003.22	1 000	122	48	219		77.70 €	69.93 €
067.000003.24	2 000	156	58	279	1	34.10 €	30.69 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Fioles cylindro-coniques

- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques et à la corrosion chimique.
- Idéales pour les travaux de fermentation et de culture.
- Marquage émaillé blanc.
- Autoclavables.

PYREX®

-15%



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre extérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.34	60	45	25	70	50	641.70 €	545.45 €
067.000003.35	125	60	30	97	10	141.50 €	120.28 €
067.000003.36	250	69	34	130	50	919.40 €	781.49 €
049.004344.54	500	90	35	154	20	689.80 €	586.33 €

• Fioles Erlenmeyer PP avec bouchon

- Col large avec bouchon à vis en PP.
- La fiole et le bouchon sont autoclavables à 121°C.
- Convient pour les applications en contact avec aliments conformément aux normes EU.

-30%

Azlon




Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Filetage (mm)	Graduation (ml)	Diamètre (mm)	Bouchon CN	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.29	50	92	GL40	10	52	34/35	1	7.90 €	5.53 €
067.000003.30	100	113	GL40	20	64	34/35		8.80 €	6.16 €
067.000003.31	250	144	GL52	50	85	45/40		11.40 €	7.98 €
067.000003.32	500	182	GL52	100	117	45/40		13.50 €	9.45 €
067.000003.33	1 000	225	GL52	200	133	45/40		18.50 €	12.95 €

• Fioles Erlenmeyer TPX avec bouchon

- Fabriquées en PMP transparent.
- Col large avec bouchon à vis en PP.
- La fiole et le bouchon sont autoclavables à 121°C.

Azlon

-30%



Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Filetage (mm)	Graduation (ml)	Diamètre (mm)	Bouchon CN	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.25	50	92	GL40	10	52	34/35	1	21.50 €	15.05 €
067.000003.26	100	113	GL40	50	64	34/35		21.50 €	15.05 €
067.005520.47	250	144	GL52	50	85	45/40		29.10 €	20.37 €
067.000003.27	500	188	GL52	100	117	45/40		32.40 €	22.68 €
067.000003.28	1 000	225	GL52	200	133	45/40		33.80 €	23.66 €

• Fioles jaugées bouchon PE classe A

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A.
- Chaque fiole comporte un numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser.
- Fournies avec un bouchon en polyéthylène.

-25%

MBL®



Certificat de lot disponible en ligne sur www.scilabware.com

Référence	Capacité (mL)	Tolérance (+/- mL)	Hauteur (mm)	Bouchon CN	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
049.004325.29	5	0,03	70	10/19	5	34.30 €	22.30 €
049.004325.20	10	0,03	90	10/19		26.20 €	17.03 €
049.004325.26	20	0,04	110	10/19		29.20 €	18.98 €
017.004326.28	25	0,04	110	10/19	1	6.00 €	3.90 €
049.004326.33	50	0,06	140	12/21		7.10 €	4.62 €
049.004326.40	100	0,10	170	14/23		8.50 €	5.53 €
049.004326.45	200	0,15	210	14/23		12.00 €	7.80 €
049.004326.47	250	0,15	220	14/23		12.90 €	8.39 €
049.004326.54	500	0,25	260	19/26	2	13.40 €	8.71 €
049.004326.60	1 000	0,40	300	24/29		53.40 €	34.71 €
017.004326.65	2 000	0,60	370	29/32		1	46.30 €
049.004325.30	5 000	1,20	475	34/35	193.90 €		126.04 €

Laboratoires Humeau

Z.A. de Gesvrine - 4 rue Képler
44 241 La Chapelle sur Erdre Cedex

Tél : +33 (0)2 40 93 53 53 - Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
info@humeau.com - www.humeau.com

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Fioles jaugées bouchon PE classe B

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Fabriquées en verre borosilicaté, résistant aux attaques chimiques.
- Inscriptions émaillées bleues.
- Bouchon en polyéthylène.

MBL®

-45%

Référence	Capacité (mL)	Tolérance (+/- mL)	Hauteur (mm)	Bouchon CN	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.57	5	0,05	70	10/19	5	42.50 €	23.38 €
067.000003.58	10	0,05	90	10/19		43.60 €	23.98 €
067.000003.59	20	0,08	110	10/19		51.50 €	28.33 €
067.000003.60	25	0,08	110	10/19		51.50 €	28.33 €
067.000003.61	50	0,12	140	12/21		56.50 €	31.08 €
067.000003.62	100	0,20	170	14/23		72.80 €	40.04 €
067.000003.63	200	0,30	210	14/23		104.60 €	57.53 €
067.000003.64	250	0,30	220	14/23	2	41.80 €	22.99 €
067.000003.65	500	0,50	260	19/26		54.10 €	29.76 €
067.000003.66	1 000	0,80	300	24/29		71.00 €	39.05 €
067.000003.67	2 000	1,20	370	29/32	1	60.50 €	33.28 €
067.000003.68	5 000	2,40	475	34/35		166.10 €	91.36 €



• Fioles jaugées ambrées bouchon PE

-25%

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Calibrées selon les tolérances exigées par la Pharmacopée américaine (USP).
- Chaque fiole comporte un numéro de série et une date de fabrication gravés.
- Bouchon en polyéthylène.
- Inscriptions émaillées blanches.
- Fabriquées en verre borosilicaté avec revêtement ambré sur la surface extérieure pour solutions photosensibles.

PYREX®



Référence	Capacité (mL)	Tolérance (+/- mL)	Hauteur (mm)	Bouchon CN	Avec certificat individuel de calibration	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.38	5	0,02	70	10/19	Oui	5	176.80 €	132.60 €
067.000003.39	10	0,02	90	10/19			168.00 €	126.00 €
067.000003.41	25	0,03	10	10/19			119.80 €	89.85 €
067.000003.43	50	0,05	140	12/21			125.50 €	94.13 €
067.000003.44	100	0,08	170	14/23			148.30 €	111.23 €
067.000003.46	200	0,10	210	14/23			199.70 €	149.78 €
067.000003.48	250	0,12	220	14/23			91.30 €	68.48 €
067.000003.50	500	0,20	260	19/26		2	107.30 €	80.48 €
067.000003.52	1 000	0,30	300	24/29			136.90 €	102.68 €
067.000003.54	2 000	0,50	370	29/32			101.60 €	76.20 €



Certificat de lot disponible en ligne sur www.scilabware.com

Référence	Capacité (mL)	Tolérance (+/- mL)	Hauteur (mm)	Bouchon CN	Avec certificat de lot	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.37	5	0,02	70	10/19	Oui	5	78.60 €	58.95 €
049.031520.02	10	0,02	90	10/19			78.60 €	58.95 €
067.000003.40	25	0,03	10	10/19			70.00 €	52.50 €
067.000003.42	50	0,05	140	12/21			79.80 €	59.85 €
049.031520.05	100	0,08	170	14/23			92.40 €	69.30 €
067.000003.45	200	0,10	210	14/23			123.90 €	92.93 €
067.000003.47	250	0,12	220	14/23			50.60 €	37.95 €
067.000003.49	500	0,20	260	19/26		2	61.20 €	45.90 €
067.000003.51	1 000	0,30	300	24/29			92.60 €	69.45 €
067.000003.53	2 000	0,50	370	29/32			77.40 €	58.05 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Fioles jaugées à col lisse classe A

-40%

MBL®



Certificat de lot disponible en ligne sur www.scilabware.com

- Conformes à la norme ISO 1042.
- Avec col non rodé pouvant accepter les bouchons en caoutchouc.
- Fabriquées en verre borosilicaté.
- Chaque fiole comporte un numéro de lot individuel et la date de fabrication gravés au laser.

Référence	Capacité (mL)	Diamètre intérieur col (mm)	Tolérance (+/- mL)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.55	5	7	0,025	70	5	30.30 €	18.18 €
049.004321.20	10	7	0,025	90		19.30 €	11.58 €
049.004321.26	20	9	0,04	110		22.20 €	13.32 €
049.004321.28	25	9	0,04	110		23.20 €	13.92 €
049.004320.33	50	11	0,06	140	1	5.20 €	3.12 €
049.004320.40	100	13	0,10	170		6.20 €	3.72 €
049.004320.45	200	15	0,15	210		8.50 €	5.10 €
049.004320.47	250	16	0,15	220		9.10 €	5.46 €
049.004320.54	500	19	0,25	260		12.20 €	7.32 €
049.004320.60	1 000	23	0,40	300		20.60 €	12.36 €
049.004320.65	2 000	27	0,60	370		36.30 €	21.78 €
067.000003.56	5 000	42	1,20	475		161.30 €	96.78 €

Bouchons en caoutchouc non fournis.

• Fioles jaugées classe B, PMP (TPX)

- Fabriquées en PMP transparent, d'une excellente clarté.
- Calibrées aux tolérances de la Classe B selon la norme ISO 1042.
- Trait de jauge facile à lire.
- Fournies avec un bouchon en polypropylène.

Référence	Capacité (mL)	Rodage CN	Hauteur (mm)	Rodage femelle	Diamètre ampoule (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000003.69	25	10/19	115	10/19	40	1	14.00 €	9.80 €
067.000003.70	50	12/21	150	12/21	50		16.60 €	11.62 €
067.000003.71	100	14/23	180	14/23	60		18.50 €	12.95 €
067.005545.47	250	19/26	235	19/26	80		24.00 €	16.80 €
067.005545.54	500	19/26	270	19/26	100		25.70 €	17.99 €
067.005545.60	1 000	24/29	310	24/29	125		30.90 €	21.63 €

Azlon

-30%



• Fioles jaugées PMP (TPX) classe A

-30%

Azlon



- Fabriquées en PMP transparent pour une excellente clarté.
- Trait de jauge ajusté individuellement aux tolérances de la classe A selon la norme ISO 1042.
- Avec numéro de lot imprimé.
- Fournies avec un bouchon en polypropylène.

Référence	Capacité (mL)	Rodage CN	Hauteur (mm)	Rodage femelle	Diamètre ampoule (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.005545.28	25	10/19	115	10/19	40	1	15.20 €	10.64 €
067.005545.33	50	12/21	150	12/21	50		19.40 €	13.58 €
067.105545.40	100	14/23	180	14/23	60		22.10 €	15.47 €
067.000003.72	250	19/26	235	19/26	80		28.60 €	20.02 €
067.000003.73	500	19/26	270	19/26	100		29.50 €	20.65 €
067.000003.74	1 000	24/29	310	24/29	125		34.10 €	23.87 €

Flacons compte-gouttes

• Flacons compte-gouttes à bec pivotant, LDPE

- Flacons compte-gouttes ronds, en LDPE munis d'un bouchon avec bec pivotant.
- Distributeur de gel, compte-gouttes ou pissette.
- Le bec pivotant permet ou non d'obstruer le flacon.

Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000000.76	30	66	32	10	14.70 €	8.82 €
067.000000.77	60	79	40		13.50 €	8.10 €
067.000000.78	150	120	59		19.80 €	11.88 €
067.000000.80	250	145	59		22.80 €	13.68 €
067.000000.81	500	174	74		32.80 €	19.68 €

Azlon

-40%



PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Flacons compte-gouttes avec embout pointu, LDPE

- Flacons compte-gouttes ronds, en LDPE munis d'un bouchon compte-gouttes avec embout pointu.
- La fermeture se fait par un opercule solide du bouchon.
- Utilisables comme flacons compte-gouttes ou flacons de distribution.

Azlon **-40%**

Référence	Capacité (mL)	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000000.74	30	28R4	32	93	10	10.00 €	6.00 €
067.000820.02	60	28R4	40	109		10.50 €	6.30 €
067.000828.02	150	28R4	50	147		13.50 €	8.10 €
067.000830.02	250	28R4	60	174		18.10 €	10.86 €
067.000000.75	500	28R4	73	194		21.20 €	12.72 €



• Flacons compte-gouttes avec pipette

-15%

MBL®

- Flacons et pipette en verre borosilicaté.
- Bouchon en polypropylène.
- Pipette avec une tétine en caoutchouc vinyle.



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000000.73	100	54	104	10	143.30 €	121.81 €

Flacons

• Flacons ronds à col large PEHD

- Flacons HDPE, rigides et translucides avec bouchon à vis en polypropylène.
- Conçus étanches, sans joint.
- Conviennent pour les applications en contact avec les aliments, conformément aux normes EU et USA.

Azlon **-40%**

Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000030.00	30	32	22	70	10	7.30 €	4.38 €
067.000060.00	60	40	22	82		8.20 €	4.92 €
067.000100.00	100	51	32	89		8.40 €	5.04 €
067.000125.00	125	51	32	104		9.00 €	5.40 €
067.000150.00	150	51	32	116		10.30 €	6.18 €
067.000250.00	250	60	37	140		18.60 €	11.16 €
067.100500.00	500	75	44	161	5	22.90 €	13.74 €
049.036100.00	1 000	90	55	205		19.20 €	11.52 €
067.102000.00	2 000	120	55	242		38.00 €	22.80 €



• Flacons ronds à col large PP

- Flacons en polypropylène, rigides et translucides avec bouchon à vis en polypropylène.
- Conçus étanches, sans joint.
- Parfaitement adaptés au stockage d'une large gamme de liquides, à l'échantillonnage et à la préparation de milieux.
- Autoclavables à 121°C.

-40% Azlon



Référence	Capacité (mL)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur col (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.300030.00	30	32	22	70	10	8.40 €	5.04 €
067.300060.00	60	40	22	82		9.20 €	5.52 €
067.300100.00	100	51	32	89		11.90 €	7.14 €
067.300125.00	125	51	32	104		11.90 €	7.14 €
067.300150.00	150	51	32	116		12.10 €	7.26 €
067.300250.00	250	60	34	141		22.90 €	13.74 €
067.300500.00	500	75	46	161	5	29.10 €	17.46 €
067.301000.00	1 000	90	55	205		25.50 €	15.30 €
067.302000.00	2 000	120	55	242		38.90 €	23.34 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Flacons à col large ambré

- Verre sodocalcique USP Type III ambré.
- Idéaux pour le stockage des échantillons photosensibles ou des poudres sèches.
- Extraction aisée du contenu.

WHEATON®

-10%

Référence	Capacité (mL)	Matière du bouchon	Taille du bouchon	Joint bouchon	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.216939.02	30	Polypropylène blanc	28-400	Polyvinyle	37	65	24	26.50 €	23.85 €
067.216945.02	30		28-400	Mousse polyéthylène à face PTFE	37	65		35.30 €	31.77 €
067.216946.02	60		33-400	Mousse polyéthylène à face PTFE	44	75		40.60 €	36.54 €
067.216941.02	125		38-400	Polyvinyle	54	95		34.90 €	31.41 €



• Flacons à fond conique en verre borosilicaté

- Fioles claires en verre borosilicaté conformes avec les exigences de la Pharmacopée US (USP) de Type I et de l'ASTM E438 Type I, Classe A.
- Avec un col à vis pour bouchon vissé à haut plein ou à haut ouvert.

-15%

WHEATON®



Référence	Capacité (mL)	Couleur bouchon	Type de bouchon	Taille du bouchon	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.986254.02	1	Noir	A visser	13-425	13	44	12	125.40 €	106.59 €
067.986287.02	3			20-400	20	50		149.70 €	127.25 €
067.986257.02	3			20-400	20	50		159.80 €	135.83 €
067.986259.02	5			20-400	20	65		175.80 €	149.43 €
067.986260.02	10			20-400	20	50	6	153.70 €	130.65 €

• Flacons d'échantillon E-C en verre borosilicaté

- Tarif É-Conomique en conditionnant séparément fioles et bouchons vissés.
- Fioles claires en verre borosilicaté à faible extractibilité assurant une résistance chimique supérieure.
- Fioles claires conformes avec les exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A.
- Fioles ambrées en verre borosilicaté conformes avec les exigences USP Type I afin de protéger les produits photosensibles.
- Les fioles et bouchons sont autoclavables.

WHEATON®

-15%

Référence	Couleur de la matière	Capacité (mL)	Matière du bouchon	Taille du bouchon	Matière joint	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.224700.02	Clair	1,8	-	8-425	-	12	32	200	70.80 €	60.18 €
067.224701.02	Clair	2	-	8-425	-	12	35		72.30 €	61.46 €
067.224741.02	Clair	2	Phénolique noir	8-425	PTFE/ Caoutchouc 14B	12	38		173.70 €	147.65 €
067.224708.02	Clair	24	-	20-400	-	23	85		129.70 €	110.25 €
067.224702.02	Clair	4	-	13-425	-	15	45		73.20 €	62.22 €
067.224742.02	Clair	4	Phénolique noir	13-425	PTFE/ Caoutchouc 14B	15	48		188.70 €	160.40 €
067.224704.02	Clair	8	-	15-425	-	17	60		83.90 €	71.32 €
067.224705.02	Clair	12	-	15-425	-	19	65		94.00 €	79.90 €
067.224711.02	Ambré	2	-	8-425	-	12	35		84.80 €	72.08 €
067.224712.02	Ambré	4	-	13-425	-	15	45		86.70 €	73.70 €



Accessoires bouchons vissants

Référence	Désignation	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.240406.02	Bouchon à vis noir joint PTFE 8-425 Wheaton 240406	200	192.10 €	163.29 €
067.240408.02	Bouchon à vis noir joint PTFE 13-425 Wheaton 240408		197.90 €	168.22 €
067.240409.02	Bouchon à vis noir joint PTFE 15-425 Wheaton 240409		174.70 €	148.50 €
067.240416.02	Bouchon à vis noir joint PTFE 20-400 Wheaton 240416	100	200.80 €	170.68 €

PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Flacons avec capuchon à clipser

- Verre neutre de type 1B de haute qualité.
- Particulièrement adaptés pour le stockage des poudres et des échantillons «secs».
- Capuchon en polyéthylène de 22mm fourni séparément.

WHEATON®

-15%



Référence	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.105000.02	7	23	35	190	49.10 €	41.74 €
067.105010.02	10	23	47		54.30 €	46.16 €
067.105020.02	15	25	48	162	52.90 €	44.97 €
067.105030.02	20	25	66		61.30 €	52.11 €
067.105040.02	30	27	73	140	58.90 €	50.07 €

Accessoires Cap - Cap à pression

Référence	Désignation	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.105505.19	Cap à pression en PE/flacon type 1B - Cap 7 & 10 mL	190	13.50 €	11.48 €
067.105505.16	Cap à pression en PE/flacon type 1B - Cap 15 & 20 mL	162	11.50 €	9.78 €
067.105505.14	Cap à pression en PE/flacon type 1B - Cap 30 mL	140	10.00 €	8.50 €



• Flacons Headspace en verre clair

- Verre clair de type 1B borosilicaté.
- Capuchon avec joint aluminium + PTFE fournis séparément.

Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000010.02	10	46	23	100	39.70 €	35.73 €
067.000020.02	20	75	23		36.40 €	32.76 €

Accessoires Cap - Cap en aluminium

Référence	Désignation	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.514020.02	Cap aluminium avec septum en PTFE joint Buty Gris	100	71.60 €	64.44 €
067.515020.02	Cap aluminium avec septum en silicone		87.70 €	78.93 €

• Flacons E-Z d'Ex-Traction®

- Puits coniques maximisant la récupération d'échantillon.
- Ingénierie de qualité pour les systèmes de manipulation d'échantillons automatisés.
- Excellents pour le stockage des composés chimiques ou des échantillons biologiques.
- En verre borosilicaté à faible extractabilité conforme avec les exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A.
- Capuchons vissants à acheter séparément.

Référence	Couleur de la matière	Capacité (mL)	Taille du bouchon	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.224601.02	Clair	2	13-425	15	32	250	728.50 €	619.23 €
067.224603.02		2	13-425	15	32	1 000	1940.00 €	1649.00 €
067.224613.02		4	13-425	15	45	250	744.40 €	632.74 €
067.224617.02		4	13-425	15	45	1 000	1982.00 €	1684.70 €
067.224618.02		8	15-425	16,75	60	250	771.40 €	655.69 €
067.224619.02		8	15-425	16,75	60	1 000	2054.00 €	1745.90 €
067.224634.02		20	24-400	26,5	67	100	379.60 €	322.66 €
067.224636.02		20	24-400	26,5	67	500	1280.00 €	1088.00 €

WHEATON®



Accessoires capuchons

Référence	Taille du bouchon	Type de bouchon	Matière du bouchon	Couleur bouchon	Joint bouchon	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.240820.02	13-425	Haut plein	Phénolique	Noir	PTFE/ Caoutchouc 14B	250	227.90 €	193.72 €
067.240821.02	13-425					1 000	820.80 €	697.68 €
067.240822.02	15-425					250	250.60 €	213.01 €
067.240823.02	15-425					1 000	890.50 €	756.93 €
067.240418.02	24-400					100	211.50 €	179.78 €
067.240827.02	24-400					500	877.50 €	745.88 €

WHEATON®



PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

Pissettes

• Pissettes de sécurité anti-goutte LDPE

- Pissettes avec col large multilingues, munies d'une valve (système breveté DripLok®) évitant aux pissettes de goutter.
- Impression indélébile en 4 langues (anglais, français, allemand et espagnol).
- Becs à extrémité fine pour un contrôle précis du jet.



Référence	Capacité (mL)	Couleur bouchon	Modèle	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.005535.47	250	Orange	Ethanol	5	34.20€	22.23 €
067.000531.02	250	Rouge	Acétone		34.20€	22.23 €
067.005532.47	250	Vert	Méthanol		34.20€	22.23 €
067.100533.47	250	Bleu	Isopropanol		34.20€	22.23 €
067.005538.54	500	Vert	Méthanol		37.80€	24.57 €
067.005537.54	500	Rouge	Acétone		37.80€	24.57 €
067.006541.54	500	Orange	Ethanol		37.80€	24.57 €
067.006539.54	500	Bleu	Isopropanol		37.80€	24.57 €

• Pissettes col large LDPE

- Pissettes multilingues avec col large.
- En plastique LDPE blanc opaque pour Hypochlorite de Sodium / Eau de Javel sensible à la lumière.
- Elles comportent les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les risques encourus et informations de sécurité.



Référence	Capacité (mL)	Couleur bouchon	Modèle	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.001234.54	500	Orange		5	29.50€	19.18 €
067.001235.54	500	Bleu			29.50€	19.18 €
067.001239.54	500	Vert			29.50€	19.18 €
067.001238.54	500	Jaune			29.50€	19.18 €
067.000401.54	500	Jaune	Hypochlorite de Sodium		40.10€	26.07 €
067.001237.54	500	Rouge			29.50€	19.18 €
067.001236.54	500	Blanc			29.50€	19.18 €
067.001448.60	1 000	Orange			39.50€	25.68 €
067.001443.60	1 000	Blanc			39.50€	25.68 €
067.001447.60	1 000	Bleu			39.50€	25.68 €
067.001446.60	1 000	Vert			39.50€	25.68 €
067.001445.60	1 000	Jaune			39.50€	25.68 €
067.001444.60	1 000	Rouge		39.50€	25.68 €	

Tubes à essai

• Tubes à essai, bord évasé

- Conformes à la norme ISO 4142.
- Tubes de haute qualité, étudiés et conçus pour offrir une performance optimale.
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex® pour des performances supérieures au verre sodocalcique et borosilicaté neutre.
- Utilisation possible jusqu'à des températures de 500°C.
- Excellente résistance aux attaques chimiques.



Référence	Capacité (mL)	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.001620.05	4	1	10	75	100	43.10€	34.48 €
067.001620.02	6	1	12	75		64.60€	51.68 €
067.000001.03	8	1	12	100		53.30€	42.64 €
067.000001.04	14	1,2	16	100		78.20€	62.56 €
067.001620.00	18	1,2	16	125		83.90€	67.12 €
067.000001.05	22	1,2	16	150		70.30€	56.24 €
067.000001.07	28	1,2	18	150		82.00€	65.60 €
067.000001.06	34	1,2	18	180		79.40€	63.52 €
067.000001.08	55	1,2	24	150		133.30€	106.64 €
067.000001.09	73	1,2	24	200	50	71.80€	57.44 €



PROMOTION VERRERIE & PLASTIQUE JUSQU'À -50%

Offre valable jusqu'au 30 avril 2018

• Tubes à essai, bord droit

- Conformes ISO 4142.
- Tubes à essai de haute qualité, conçus et fabriqués pour garantir une performance optimale.
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®.
- Utilisation possible à haute température jusqu'à 500°C.
- Particulièrement adaptés en microbiologie.
- Excellente résistance chimique.

PYREX®

sur tous les tubes à essai
-20%



Référence	Capacité (mL)	Épaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000000.97	4	1,0	10	75	100	38.60 €	30.88 €
067.001622.04	6	1,0	12	75		41.90 €	33.52 €
049.004612.12	8	1,0	12	100		45.40 €	36.32 €
067.001622.02	14	1,2	16	100		71.80 €	57.44 €
049.007612.12	17	1,2	16	125		71.80 €	57.44 €
067.000000.98	22	1,2	16	150		78.90 €	63.12 €
049.007612.16	23	1,2	16	160		60.10 €	48.08 €
067.001622.16	28	1,2	18	150		87.10 €	69.68 €
049.007612.18	34	1,2	18	180		72.60 €	58.08 €
067.000000.99	55	1,2	24	150		125.80 €	100.64 €
049.001622.22	73	1,2	24	200	50	72.60 €	58.08 €

• Tubes à essai fond rond, bord droit à usage intensif

- Conformes à la norme ISO 4142.
- Tubes à essai avec des bords droits et une paroi épaisse qui améliorent leur résistance mécanique.
- Les risques de casse sont réduits grâce à la construction robuste des tubes.

PYREX®



Référence	Capacité (mL)	Épaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000001.00	15	1,8	16	125	100	116.80 €	93.44 €
067.000001.01	18	1,8	16	150		116.80 €	93.44 €
067.000001.02	20	1,8	16	160		128.10 €	102.48 €

• Tubes à essai gradués

- Capacité indiquée par des graduations émaillées blanches.
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex® : excellente résistance aux attaques chimiques et aux chocs thermiques.
- Fournis avec un bouchon en polyéthylène interchangeable.

PYREX®



Référence	Capacité (mL)	Graduation (ml)	Bouchon CN	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Cdt	Tarif HT	Tarif PROMO HT
067.000001.10	5	0,1	10/19	13	100	10	113.50 €	90.80 €
067.000001.11	10	0,2	14/23	18	125		135.00 €	108.00 €
067.000001.12	25	0,5	19/26	22	150		132.10 €	105.68 €
067.000001.13	50	1,0	24/29	26	200		169.30 €	135.44 €

• Tubes à essai en verre avec bouchon

- Particulièrement adaptés aux travaux de culture.
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®.
- Résistance élevée à l'attaque par l'eau et la perte d'éléments pouvant influencer sur le pH est donc très réduite.
- Bouchons à vis en PBT avec joint en caoutchouc recouvert de PTFE inerte.
- Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant 2 heures).

PYREX®



Référence	Capacité (mL)	Filetage (mm)	Épaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Tarif HT	Tarif PROMO HT
049.001636.02	11	15	1,8	16	100	40	141.90 €	113.52 €
181.021274.36	14	15	1,8	16	125		147.40 €	117.92 €
049.004611.62	15	18	1,8	18	100		151.00 €	120.80 €
049.001636.30	19	15	1,8	16	160		146.50 €	117.20 €
049.004611.56	20	20	1,8	20	100		176.40 €	141.12 €
049.001636.34	28	18	1,8	18	180		166.00 €	132.80 €
049.004611.59	36	25	2,0	26	100		232.60 €	186.08 €
049.001636.38	40	20	1,8	20	200		180.90 €	144.72 €
049.001636.10	50	22	1,8	22	200		219.90 €	175.92 €
049.001636.44	70	25	2,0	26	200		423.10 €	338.48 €