

PROMOTIONS

du 16 mai au 16 novembre 2022



ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

 **INLABTEC**

interscience
pour la microbiologie

1 DILUER L'ÉCHANTILLON DiluFlow®

- Balance haute précision
- Bac de récupération amovible
- LightCode pour la précision de la dilution

**Installation et Formation
OFFERTES !**



RÉFÉRENCE	Modèle	Nombre de pompe	Portée	TARIF HT	TARIF PROMO
1 261779	DiluFlow	2	3 000 g	5 189,00 €	3 839,86 €
261781	DiluFlow PRO	2	5 000 g	6 375,00 €	4 717,50 €
261783	DiluFlow Elite	1	1 000 g	7 818,00 €	6 332,58 €
261784	DiluFlow Elite	2	1 000 g	8 679,00 €	7 116,78 €



réf. : 261759

réf. : 261760

Plateforme de pesée



Système de distribution

OFFERTS !



**Démonstration gratuite
sur demande**

Notre spécialiste répond à vos questions :

Frédéric PATARIN

f.patarin@humeau.com // 06.82.74.72.89

ACCESSOIRES

BagFilter® Pipet & Roll

Réf : 261719

- Idéal pour le pré-enrichissement des pathogènes
- Sticker accès pipetage facile
- Sticker de fermeture étanche
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Porosité du filtre non-tissé : < 250 microns



Échantillon

**Tous les appareils de la gamme Interscience
sont en promotion, contactez-nous !**

2 HOMOGÉNÉISER L'ÉCHANTILLON

BagMixer®

interscience
pour la microbiologie



- Garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre
- Amortisseurs et vitre garantis à vie

RÉFÉRENCE	Modèle	Durée	Vitesse	TARIF HT	TARIF PROMO
261795	BagMixer® 400 P	Durée réglable (30-210 sec ou manuelle sans arrêt)	Vitesse fixe (8 cp/s)	1-546,00€	1 345,02 €
261796	BagMixer® 400 W			2-027,00€	1 743,22 €
261798	BagMixer® 400 S	Durée variable (1s- 1h ou manuelle sans arrêt / compte à rebours)	Vitesse variable (4, 6, 8, 10 cp/s)	3-393,00€	2 612,61 €
261799	BagMixer® 400 SW			4-099,00€	3 156,23€


1

1

Thermosoudeuse BagSeal Réf : 261741

Tarif HT
1 240,98€
~~1 591,00€~~

- Garantie une étanchéité parfaite.
- Soudure large et précise de tous types de sacs



ACCESSOIRES

Instabag®

Sac-filtre intégrant un milieu déshydraté pré-dosé

EPT

90 mL

Réf : 261835

225 mL

Réf : 261836



FRASER 1/2

225 mL

Réf : 261720

3 DISTRIBUER LES MILIEUX FlexiPump®

interscience
pour la microbiologie



Extension de garantie 2 ans
+ Installation et Formation
OFFERTS !

- 3 modes de distribution :
 - Continu.
 - Dose : volume prédéterminé.
 - Multi-doses : volume prédéterminé en distribution séquence réglable.
- Compact : 16 cm de large seulement
- Distribution de liquide de 50 µL à 99 L

FlexiPump® PRO

- Plus rapide, plus précise

ACCESSOIRES

Pistolet de distribution pour FlexiPump®



Réf : 261825

RÉFÉRENCE	Modèle	Nombre de pompe	TARIF HT	TARIF PROMO
261824	FLEXIPUMP	1	2 278,00 €	1 685,72 €
261826	FLEXIPUMP PRO	2	2 710,00 €	2 005,40 €

INLABTEC


Diluteur UA en série INLABTEC®



Tarif HT
5 462 €⁸⁷
~~6 426,90 €~~

Réf : 200886

- **Écologique** : 22 sachets = 1 tube en terme de matières premières (sans compter la diminution de volume des déchets)
- **Economique** : Retour sur investissement très rapide : Demandez votre étude de rentabilité !
- **Ergonomique** : Pas de TMS liées à la manipulation des bouchons et au Vortexage
- **Rapidité** : Gain de 3 à 5 secondes par dilution
- **Précision** :



Flashez pour découvrir le
Diluteur UA en vidéo



Échant...

4 ENSEMENCER AUTOMATIQUEMENT easySpiral Pro

interscience
pour la microbiologie



Tarif HT
18 732 €⁰⁶
23-126,00 €

easySpiral Pro

Réf : 261746

- Traçabilité et volumes programmables jusqu'à 75% d'économie de consommables
- Analyses réalisées sur une seule boîte de pétri
- Modes d'ensemencement : exponentiel, constant, cercle
- Plage de comptage : de 100 à 1x10⁷ UFC/mL
- Durée d'un cycle d'ensemencement : 25s
- 4 dilutions sur une même boîte en 8s
- En conformité avec ISO 721, ISO 4833-2, FAD BAM, AOAC 977.27


**Installation et Formation
OFFERTES !**

ACCESSOIRES

Godets stériles
pour easySpiral Pro



Réf : 261755



**Démonstration gratuite
sur demande**

Notre spécialiste répond à vos questions :

Frédéric PATARIN

f.patarin@humeau.com // 06.82.74.72.89

5 COMPTER LES COLONIES Scan®

interscience
pour la microbiologie



Installation et Formation
OFFERTES !



1



2



4

Scan 100

- Pour tous les milieux de culture : boîtes de pétri Compact Dry™, PetriFilm™, membranes de filtration, MC-Media Pad™
- Technologie Dark Field pour l'éclairage contrasté des colonies
- Intensité de LED ajustable
- Garantie 3 ans

Scan 300

- Zoom x28
- Temps de comptage : jusqu'à 1 000 colonies par seconde
- Garantie et mise à jour du logiciel gratuites 3 ans

Scan 1200

- Zoom x28
- Temps de comptage : jusqu'à 1 000 colonies par seconde
- Caméra couleur HD CCD
- Résolution : 1,2 mégapixels
- Dénombrement sur :
PetriFilm™
Sanita-kun™
Compact Dry™
sur membranes de filtration
- Livré avec 3 boîtes étalon
- Garantie et mise à jour du logiciel gratuites 3 ans

ACCESSOIRES

Loupe pour Scan 100



Réf : 241415



Démonstration gratuite
sur demande

Notre spécialiste répond à vos questions :
Frédéric PATARIN
f.patarin@humeau.com // 06.82.74.72.89



Echantillon


VENTE FLASH
5 757,84 €
~~7 997,00 €~~
 Valable pour les 2 premières commandes

	RÉFÉRENCE	Modèle	TARIF HT	TARIF PROMO
1	241414	Scan 100	1 240,00 €	979,60 €
2	261829	Scan 300	4 608,00 €	3 916,80 €
3	261830	Scan 500	7 997,00 €	5 757,84 € Valable pour les 2 premières commandes puis : 6 797,45 €
4	261831	Scan 1200	14 050,00 €	12 364 €



Scan 500

- Zoom x28
- Caméra CMOS couleur
- Temps de comptage : jusqu'à 1 000 colonies par seconde
- Dénombrement sur géloses chromogènes
- Lecture d'antibiogrammes
- Garantie et mise à jour du logiciel gratuites 3 ans



Tous les appareils de la gamme Interscience sont en promotion, contactez-nous !

PROMOTIONS
du 16 mai au 16 novembre 2022

ANALYSES
MICROBIOLOGIQUES

 **INLABTEC**

interscience
pour la microbiologie

 Laboratoires
Humeau
Imaginons l'avenir ensemble

Laboratoires Humeau
ZA de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125 44 241 La Chapelle-sur-Erdre
t : +33 (0)2 40 93 53 53 - f : +33 (0)2 40 93 41 00 info@humeau.com
www.humeau.com