

Promotions
**Automne
Hiver**
2023

à partir du
23 septembre

MATÉRIELS & CONSOMMABLES DE LABORATOIRE



Commandez sur

www.humeau.com

RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE

-15%

Parfait pour la mesure et le contrôle dans les applications exigeantes de l'alimentation, des boissons, des produits chimiques et industriels.



RÉFÉRENCE	MODÈLE
250618	B&S RFM 712-M
250611	B&S RFM 732-M
250677	B&S RFM 742-M

RÉFÉRENCE	MODÈLE
250613	B&S RFM 330-M
238063	B&S RFM 340-M

RÉFÉRENCE	MODÈLE
250612	B&S RFM 330-T
238062	B&S RFM 340-T
250610	B&S RFM 970-T

Les réfractomètres de la série RFM B&S sont capables de mesurer des **échantillons non homogènes** tels que des **jus de fruits avec pulpe**, des **composés chimiques opaques** et des **émulsions** qui sont **normalement difficiles à lire** avec des réfractomètres optiques ou des réfractomètres numériques qui ne répondent pas à la nécessité de mesurer des «échantillons difficiles».



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



**Gilles
VALADE**



Nouveauté!

-20%



LE SMARTRACK®
PREMIER SYSTÈME
D'ORGANISATION POUR
POSTE DE TRAVAIL DE LABORATOIRE



Structure et organisation
des postes de travail en
laboratoire



Gain d'espace
jusqu'à 80%
dans le laboratoire



Amélioration significative
de la sécurité lors du travail
en laboratoire

VOILÀ À QUOI POURRAIT RESSEMBLER VOTRE POSTE DE TRAVAIL

AVANT



APRÈS



- Réf. 100140** Kit Mini-pipetage
- Réf. 100136** Kit Basic Equipment
- Réf. 100141** Kit Biologie
- Réf. 100142** Kit Chimie
- Réf. 100139** Kit Consommables
- Réf. 100138** Kit Sciences de la Vie
- Réf. 100137** Kit Chromatographie




Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Alicia
CORNET

Voir
l'actualité
spéciale



+ de 80
accessoires



VISCOSIMÈTRES



Les viscosimètre **BROOKFIELD** existent en **différentes gammes de mesure et plages de viscosité**

- **Réf. 272238**
LVDVPlus
- **Réf. 272705**
RVDVPlus
- **Réf. 272612**
HADVPlus



TEXTUROMÈTRE

Réf. 247390
BROOKFIELD CT3

- 6 modes de mesure
- large choix d'accessoires
- simple, rapide, précis et robuste



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Gilles
VALADE

RHÉOMÈTRES

Réf.	MODÈLE	à couplage magnétique	À couplage magnétique CFR21-11
LVDVNEXT			
247444	LVDVNEXT		
247445	LVDVNEXT	●	
247446	LVDVNEXT		●
247447	LVDVNEXT - CP		
RVDVNEXT			
247448	RVDVNEXT		
247450	RVDVNEXT		●
247449	RVDVNEXT	●	
247452	RVDVNEXT BB	●	
247453	RVDVNEXT CP		●
247454	RVDVNEXT CP COMPLIANCE		





ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES



Fabrication européenne
Fabrication européenne garantie

MACHINES A GLACE

CONGÉLATEURS

-18%



Réf. 251862 - LFKU 1610
Réf. 100432 - LFKV 4000
Réf. 100436 - LFKEX 3500
Réf. 251955 - LFKUEX 1610



Réf. 251804 - GB 601 A HCX
Réf. 270856 - GB 902 A HCDP X
Réf. 251806 - GB 903 A HCX
Réf. 251807 - GB 1540 A HCX



Réf. 100439 - LG 4000
Réf. 100440 - LG 5500
Réf. 100442 - LGEX 4000

● Les armoires réfrigérées **LIEBHERR** de la gamme Laboratoire garantissent la conservation de vos échantillons et produits. Grâce à leur **haute performance énergétique**, elles allient **faible consommation électrique** et **précision des températures** pour une utilisation respectant les **Bonnes Pratiques de Laboratoire et de Fabrication**.

● Les machines à glace **BREMA** de la **gamme GB** produisent une glace en **forme de pétale** facile à stocker et à manipuler. Humide et d'une température d'environ **-1°C**, elle assure un refroidissement rapide à vos échantillons.



● Les enceintes thermostatiques de la gamme Laboratoire **LIEBHERR** sont qualifiables ce qui garantit des **performances de froid exceptionnelles**, pour une parfaite homogénéité de la température au sein de l'enceinte, et une **stabilité du froid 24h sur 24h**.

- Système de **froid dynamique** novateur - **Réglage de la température au dixième de degré près**.
- Robustesse exceptionnelle

Conçues pour un usage professionnel intensif quotidien.



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Laurie
PICAUD

Facilitez vous le travail en laboratoire

Les centrifugeuses Hettich : Une qualité sur laquelle vous pouvez compter
Utilisez intelligemment un espace précieux avec la gamme HettCube

Incubateurs Hettich HettCube
200 R
400/ 400 R

-20%

- Technologie **Air Pulse** : Avantages de la convection naturelle et forcée : Permet d'avoir une circulation d'air doux indirecte sur les échantillons.
- Ecran tactile avec commande intuitive
- Programmation hebdomadaire simple
- Meilleure isolation : Economie d'énergie. Le groupe froid est peu sollicité



150 L



350 L

Réf. 215178
Réfrigéré : 215179

Réf. 240972
Réfrigéré : 241396

Centrifugeuse compacte de paillasse Hettich
ROTINA 420 / 420 R
MIKRO 200 / 200 R
sans rotor

-15%

- Idéales pour la préparation d'échantillons en recherche, dans le domaine des sciences de la vie, agroalimentaire...
- MIKRO : Microcentrifugeuse compacte, rapide et permet de traiter jusqu'à 30 tubes de réaction par cycle
- ROTINA : Haut rendement d'échantillons et traitement de volumes importants




Réf. 215123
Réfrigérée : 215124



Réf. 215092
Réfrigérée : 215094

ACCESSOIRES

1	ROTOR ANGULAIRE 24X 2ML - HETTICH 2434	Réf. 215192
2	ROTOR ANGULAIRE 30X 2ML - HETTICH 2437	Réf. 215193
3	ROTOR LIBRE HETTICH 4 PLACES - 4784-A	Réf. 215138
4	NACELLE HETTICH POUR ROTOR 4784-A - 4780	Réf. 215136





SPECTROPHOTOMÈTRES HUMEAU

-15%

V-10 PLUS 325-1000NM

Réf. 203097



Spectrophotomètre visible pour les applications colorimétriques et les mesures de routine. Largement utilisé en photométrie de base.

- Conception solide
- Composants de haute qualité
- Excellentes performances.



V-11 SCAN 320-1100NM

Réf. 203098

UV-21 UV/VISIBLE 195-1050NM


Réf. 203099



V-11 :

Spectrophotomètre visible à balayage, idéal pour l'analyse colorimétrique, les analyses quantitatives et le contrôle qualitatif dans le domaine du visible.

- Photométrie, quantification, balayage du spectre
- Système d'auto-calibrage à chaque mise en marche
- Compte à rebours du préchauffage
- Lecteur flash USB pour la récupération des données et des méthodes



Le catalogue Humeau La marque

Des équipements, sélectionnés, **testés et contrôlés** selon un **cahier des charges strict**, conformes aux normes en vigueur et vous offrant le **meilleur rapport qualité/prix** pour votre laboratoire.

www.humeau.com/telechargements

Nouveauté!

CENTRIFUGEUSES

-20%

Laboratoires HUMEAU a élaboré, en collaboration avec des industriels de haut niveau, une **gamme de centrifugeuses de laboratoire** sous la marque HUMEAU : Ces équipements, sélectionnés, testés et contrôlés selon un cahier des charges strict, sont conformes aux normes en vigueur et vous offrent une **qualité et une fiabilité élevée** pour un budget modéré.

Cette gamme de centrifugeuses et tous les accessoires vous offrent le meilleur rapport qualité/prix ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation afin de faciliter votre quotidien.



Réf. 100449
NEYA 8 Basic



Réf. 100450
NEYA 10 - 10 programmes



Réf. 100451
NEYA 10R - Réfrigérée



Réf. 100452
NEYA 16 - Pour des vitesses élevées



Réf. 100453
NEYA 16R - Réfrigérée

+ de 50 références en PROMOTION

ROTORS



Pour l'ensemble des centrifugeuses.

2 rotors libres



Réf. 100454
SB 4-175



Réf. 100455
S 6-96 MP

3 rotors angulaires.



Réf. 100475
A 32-15



Réf. 100476
A 8-50



Réf. 100477
A 6-100



Réf. 203321
Mini-centrifugeuse MULTISPIN12
+ 1 rotor pour microtubes
+ 1 rotor pour barrettes PCR

Pour les modèles Neya 16 et Neya 16R
5 rotors angulaires conçus spécifiquement



Réf. 100481
6-50



Réf. 100478
A 12-5



Réf. 100479
A 24-2



Réf. 100480
A 36-05



Réf. 100482
PCR 4-8

De multiples configurations possibles avec plusieurs nacelles et adaptateurs pour chaque rotor...



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Thomas CORNET



BALANCES PIONEER

Les balances de précision **Pioneer** sont conçues pour les pesées de routine fiables à un prix abordable. Avec leur affichage LCD rétroéclairé, leurs nouveaux modes d'application et leurs paramètres ambiants intégrés, ces balances durables et compactes s'adaptent à tous les environnements de travail.



Portes amovibles
démontables en
quelques secondes



Référence	Portée max	Précision	Étalonnage externe (E)	Étalonnage interne/auto	Métrieologie légale (M)	2 plages de mesure/ précision (D)	2 plages de mesure /précision + métrieologie légale (DM)
252580	82 g	0,01 mg		✓			
252581	82 g	1 mg		✓	✓		
252061	120 g	1 mg		✓			
252060	120 g	0,01 mg	✓				
252576	120 g	1 mg		✓	✓		
252578	120 g (52 g)	0,1 mg (0,01 mg)		✓		✓	
252579	120 g (52 g)	0,1 mg 0,01 mg)		✓	✓	✓	✓
252063	220 g	0,1 mg		✓			
252062	220 g	0,1 mg	✓				
252577	220 g	0,1 mg		✓	✓		
252582	220 g (82 g)	0,1 mg (0,01 mg)		✓		✓	
252583	220 g (82 g)	0,1 mg (0,01 mg)		✓	✓	✓	✓
252051	320 g	1 mg		✓			
252050	320 g	1 mg	✓				
252571	320 g	1 mg		✓	✓		
252442	620 g	1 mg		✓			
252441	620 g	1 mg	✓				
252055	3200 g	0,01 g		✓			
252054	3200 g	0,01 g	✓				
252573	3200 g	0,01 g		✓	✓		
252059	4200 g	0,1 g		✓			
252058	4200 g	0,1 g	✓				
252575	4200 g	0,1 g		✓	✓		
252444	6200 g	0,01 g		✓			
252443	6200 g	0,01 g	✓				
270184	6200 g	0,1 g		✓	✓		



DESSICCATEUR MB

Les dessiccateurs halogènes **MB** allient vitesse et précision. Testez plus d'échantillons en moins de temps ! Le chauffage halogène augmente l'efficacité pour des résultats plus rapides.



Réf. 252495 et 252494

- Utilisation simple.
- Excellentes performances, configuration flexible et résultats précis



Réf. 252394



Réf. 252201 et 252202

- Une analyse de l'humidité plus rapide, plus intelligente et plus efficace

Référence	MODÈLE	Précision	plage température	halogène	Infrarouge
252495	MB-23	10 mg	50 à 160°C		✓
252494	MB-25	5mg	50 à 160°C	✓	
252394	MB-27	1mg	50 à 160°C	✓	
252201	MB-90	1mg	40 à 200°C	✓	
252202	MB-120	1mg	40 à 230°C	✓	



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Alicia
CORGNET

DENSIMÈTRE DIGITAL PORTABLE

-15%

*La densité portable **entre vos mains***



Réf. 224368
DENSITO

Réf. 224369
DENSITOPRO

- Design ergonomique
- Résultat en quelques secondes
- Simple d'utilisation
- Plusieurs échelles de mesure



Réf. 224373
Housse de protection



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Alicia
CORNET



-15%

**SUR PSM
BIO II ADVANCE+ 4
BIOPTIMA 4, CYTO 4
ET PIÈTEMENTS**



Réf. 211347
PSM BIOPTIMA 4

Les **PSM BIO II Advance PLUS** de TELSTAR sont conçus conformément aux normes EN 12469, EN 1822 et DIN 12950 et sont indiqués pour la **manipulation des germes pathogènes de classe 1, 2 ou 3**. La **certification TÜV** garantit la conformité de fabrication.



Réf. 211401
PSM BIOPTIMA CYTO 4



Réf. 211346
PSM BIO II ADVANCE PLUS 4

La série **BIOPTIMA** Classe II garantit le **plus haut niveau** de protection pour l'opérateur, le produit et l'environnement, minimisant les risques liés au travail avec des **agents à niveaux de bio-sécurité 1, 2 et 3**.



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



**Laurie
PICAUD**

PIÈTEMENTS



pour BIO II ADVANCE
Réf. 211478 - H. 77 cm
Réf. 211228 - H. 90 cm

pour BIOPTIMA 4
Réf. 211404 - H.80 cm
Réf. 211408 - H.90 cm

-15%


ARMOIRES DE SÉCURITÉ



Protection et respect des normes de sécurité

Nos experts vous accompagnent dans votre mise en conformité

- Stockez en toute sécurité vos produits chimiques.
- Protégez vos utilisateurs
- Respectez les préconisations de l'INRS et du Code de la santé publique



Réf. 251654
APC 221

Réf. 251540
APC 106

Réf. 251539
APC 61



+ de **50** références
en PROMOTION



**Alicia
CORGNET**



-15%

HOTTES CHIMIQUES À FILTRATION FILTRES, CAISSONS, PIÈTEMENTS & ACCESSOIRES...

Les hottes chimiques Trionyx permettent la **manipulation des produits chimiques**, **protégent la santé** et **préserve l'environnement direct** de l'opérateur des émanations de vapeurs et poudres nocives voire toxiques.



Réf. 251758



Réf. 251567

- Labopur© Norme NF X 15-211
- Fabrication française
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- 1 à 3 modules de filtrages
- Passage 2 mains ou forme trapèze



Réf. 251771

Réf. 251767

Réf. 251785

+ de 40 références
en PROMOTION

HOTTES, FILTRES, CAISSONS
PIÈTEMENTS ET ACCESSOIRES...



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com

Pour vos analyses Kjeldahl
et vos analyses DCO pour le traitement des eaux.

Nouveauté !

Neutralise les
fumées produites
par la digestion

- Réduction complète des fumées produites
- Gain de place grâce à son 2 systèmes en 1
- Robuste
- Pas de connection à l'eau nécessaire



Système de neutralisation des fumées
KS 1000 Scrubber Velp
Réf. 272568

-15%



**KS 1000 Scrubber
Velp**
Réf. 272568

+



**DKL Digesteur
automatique Kjeldahl**
20 postes : Réf. 247875
12 postes : Réf.: 247873
8 postes : Réf.: 247874

OU



DK Digesteur Kjeldahl
20 postes : Réf. 270639
6 postes : Réf : 247877

-17%

2023 L'année de la
Chimie
alimentaire



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



TITRATEURS TRIOLINE® 5000

Précision et fiabilité des résultats
pour vos titrations en chimie analytique

-18%

Que vous travailliez dans le domaine des dosages acido-basiques courants ou des titrations chlorométriques complexes, **les titrateurs Titroline® 5000 sont prêts à relever le défi avec vous.**

Le **Titrateur Titroline® 5000** permet :

- **La titration en point final**
Affichage du volume du titrant à la valeur fixée
- **La titration en point d'équivalence**
- **Titration manuelle** possible

Le **mode pH (module 2)** permet en routine de réaliser des dosages acido-basiques.



Réf. 223467
TITRATEUR TITROLINE 5000-M2/20

Le **mode mV (module 3)** permet la titration en routine des Chlorures par méthode argentimétrique.



Réf. 223468
TITRATEUR TITROLINE 5000-M3/20



Des questions ?
Contactez notre équipe
+33 (0)2 40 93 53 53
commercial@humeau.com



Laurie
PICAUD



MATÉRIELS & CONSOMMABLES DE LABORATOIRE



Z.A. Gesvrine - 4, rue Képler - B.P 4125
44 241 La Chapelle-sur-Erdre cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 40 93 53 53
Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
info@humeau.com



Commandez sur
www.humeau.com