

Promotions
Automne
Hiver
2022

du 1^{er} septembre
au 31 décembre 2022

 Laboratoires
Humeau
Imaginons l'avenir ensemble



du 5 septembre au 31 décembre 2022



TRIONYX
DEPUIS 1971




ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Protections et respect des normes de sécurité

Nos experts vous accompagnent dans votre mise en conformité

- Stockez en toute sécurité vos produits chimiques.
- Protégez vos utilisateurs
- Respectez les préconisations de l'INRS et du Code de la santé publique



Voir les références sur Humeau.com





du 1^{er} septembre au 31 octobre 2022

memmert

-18%

Promotions
**Automne
Hiver**
2022

Les enceintes à climat constant HPP^{eco}

Idéale pour les tests de stabilité selon la norme ICH Q1A, tests de durabilité dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et cosmétique ainsi que contrôles qualité et le stockage à humidité définie.



Efficacité énergétique maximale



Répartition homogène température / humidité



Fiable et sûr
même en fonctionnement continu




Silencieux, compact,
exigeant peu d'entretien



Plages de réglage de la température 0 à +70 °C (HPP110^{eco} - HPP2200^{eco})

Plages de réglage de l'humidité : 10 à 90 % rh (HPP110^{eco} - HPP1060^{eco}) | 10 à 80 % rh (HPP1400^{eco}/HPP2200^{eco})

Les conditions optimales d'homogénéité, constance et reproductibilité, sont garanties avec vos valeurs cibles de température et d'humidité dans suivant le diagramme suivant :



Voir les références sur Humeau.com

253933	HPP110eco	253973	HPP260eco	254246	HPP410eco	253988	HPP750eco	253962	HPP1060eco	254227	HPP1400eco	254186	HPP2200eco
--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	------------	--------	------------	--------	------------



 Laboratoires
Humeau
Imaginons l'avenir ensemble

Z.A. Gesvrine – 4, rue Képler – B.P 4125
44 241 La Chapelle-sur-Erdre cedex – FRANCE
Tél. : +33 (0)2 40 93 53 53
Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
info@humeau.com



www.humeau.com