

+ Devis systématique
après chaque diagnostic.

+ Contrats annuels ou sur-mesure
réalisés en fonction de vos besoins.


+ Rapports de contrôle délivrés
après chaque intervention
selon les normes en vigueur.

Retrouvez tous nos matériels
et consommables sur notre site web

- + Création de votre compte client
- + Commandes en ligne
- + Livraison OFFERTE pour les
paiements par carte bancaire.
- + Affichage de vos tarifs remisés
- + Suivi des délais de livraison



Rendez-vous sur notre site
www.humeau.com



SAV GRAND OUEST

1 responsable
Frédéric LEBEAU
f.lebeau@humeau.com

1 technicienne sédentaire
Sabrina BERREFAS
sav2@humeau.com

2 techniciens itinérants
Camille JANVIER
c.janvier@humeau.com

Julien LETERTRE
j.letertre@humeau.com

SAV NORD & EST

1 technicien itinérant
Alex LANGELEZ
a.langelez@humeau.com





SAV SUD & EST

1 technicien itinérant
Rani DAHAK
r.dahak@humeau.com



Notre service SAV est à votre disposition
HOT LINE : 02 40 93 49 80
sav@humeau.com

CONTRÔLE ET MÉTROLOGIE DES INSTRUMENTS DE LABORATOIRES



Nos prestations MÉTROLOGIE

CONTRÔLE DES HOTTES À FLUX LAMINAIRE ET PSM

(Postes de Sécurité Microbiologique Type II)



- Contrôler l'état général.
- Vérifier la protection de la manipulation, du manipulateur et de son environnement.
- Visualiser le flux d'air.
- Classifier la propreté de l'air.

Selon les normes en vigueur NF EN 12 469, NF EN ISO 14644-3. NF EN ISO 14644-1 (PSM)

CONTRÔLE DES SORBONNES & HOTTES DE CHIMIE



- Contrôle général de l'équipement et du fonctionnement.
- Vérification des butées d'arrêt de l'écran, du fonctionnement de l'indicateur de débit et des alarmes
- Mesures des débits d'air, perturbations du flux et détections de fuites éventuelles, par fumigène.
- Possibilité de remplacement et reprise des filtres (sur devis)

Selon les normes NF EN 14-175 et NX X15-211 (hottes)

CONTRÔLE DES CENTRIFUGEUSES



- Vérifier les éléments fonctionnels, les réglages et l'état des indicateurs.
- Contrôler les paramètres : température, vitesse et temps.

Selon le décret 2008-244 et les prescriptions des fabricants.

CARTOGRAPHIE ET TEMPÉRATURES de -20°C à +120°



- Vérification et contrôle de l'état général
- Réalisation d'une cartographie en 9 points.

Selon la norme FD X15-140.

CONTRÔLE DES BIO-COLLECTEURS



- Contrôle du débit d'aspiration
- Vérification du temps de mesure
- Tests de fonctionnement

CONTRÔLES ET MAINTENANCES



- Contrôles et maintenances préventives sur vos matériels de laboratoire.
- Maintenances curatives.

Selon les recommandations constructeurs.

Autres SERVICES



Contrats d'entretien Maintenance

Contrôles des appareils de laboratoires réalisés chez nos clients en France et à l'export.



Réparations en atelier ou sur site

Diagnostics pannes avec devis systématiques.



Étalonnages et contrôles métrologiques

Effectués selon les règles en vigueur.



Pièces détachées

Nombreuses pièces en stock pour répondre rapidement à vos besoins.



Pour + d'informations,
contactez notre service SAV



HOT LINE : 02 40 93 49 80
sav@humeau.com

Nos prestations ENTRETIEN PRÉVENTIF