3035M31

Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes - Haute 2 portes - 4 compartiments

CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles
- Testée et homologuée à la norme FM 6050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**3035M31**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire**
Conformité	**EN 14470-1, FM 6050**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Construction de l'armoire	**bois mélaminé**	Nombre de compartiment(s)	**4**
Couleur des portes	**gris clair RAL 7035**	Sur-étagère(s) en PVC	**Option**
Nombre de porte(s)	**2**	Bac(s) de rétention	**4**
Type de porte(s)	**battantes**	Bac(s) de rétention en PVC	**Option**
Charnières	**droite et gauche**	Caillebotis	**Option**
Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**	Usage	**Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs**
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**2180 x 1200 x 800**	Code douanier	**94036000**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE48)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3035M31	1980 x 1115 x 550	(1*1580)+(3* 514) x 490 x 410	1	4	6	30	244.00

TRIONYX DEPUIS 1971

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr